

**Cuidamos de quem cuida.**

## FICHA TÉCNICA

## Contentores Sangenic



**Utilização:** Sistema de recolha de fraldas usadas e resíduos sanitários

**Descrição do produto:** - Elimina os odores e germes provenientes das fraldas usadas;

- Remove 99% dos germes em contacto;

- Fácil utilização;

- 100 vezes mais eficaz contra odores e germes em comparação com as marcas líderes em supermercados.

**Dimensão:** A altura do contentor maxi é de 89cm e do contentor standard é de 50 cm.



### Recargas Contetor Sangenic

Pode conter aproximadamente 75 a 100 fraldas (consoante o tamanho).

